



INSAUSTI®

DESIGN / BUILD / INNOVATE
DISEÑAR / CONSTRUIR / INNOVAR



**SQUARE TROLLEY
CARRO CUADRADO**

**CHARIOT CARRÉ
QUADRATISCHER WAGEN**

PE PP

Withstands alcohol, disinfectants, chlorhexidine.
Protection on all 4 sides.

Resiste alcohol, desinfectantes, clorhexidina.
Protección en los 4 lados.

Résistant alcool, désinfectants, chlorhexidine.
Rebords sur les 4 côtés.

Beständig gegen Alkohol, Desinfektionsmittel, Chlorhexidin.
Schutz auf allen vier Seiten.



Front stop. Total opening
Tope frontal. Apertura total
Butée frontale. Ouverture totale
Frontanschlag. Vollauszug

SQS - Ø 100 mm / SQM - Ø 125 mm
2 antistatic, 2 with brake
2 antiestáticas, 2 con freno
2 antistatiques, 2 à frein
2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern

300 / 100 **CE**

ISO 640 x 480 mm
ISO 900 x 630 mm

SIMPLE TROLLEY
DOUBLE TROLLEY

CHARIOT SIMPLE
CHARIOT DOUBLE

CARRO SIMPLE
CARRO DOBLE

EINFACHER WAGEN
DOPPELTER WAGEN

Monobloc structure, AISI-304 stainless steel

Estructura monobloque, acero inoxidable AISI-304

Structure monobloc, acier inoxydable AISI-304

Monoblockstruktur, aus rostfreiem Stahl AISI-304



ISO 600 x 400 mm

Interchangeable ISO drawers

Cajones ISO intercambiables

Tiroirs ISO interchangeables

Austauschbare ISO Schubladen



300 - 980 / 100 - 1005

300 - Ø 100 mm / 100 - Ø 125 mm

2 antistatic, 2 with brake

2 antiestáticas, 2 con freno

2 antistatiques, 2 à frein

2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern

Front stop. Total opening

Tope frontal. Apertura total

Butée frontale. Ouverture totale

Frontanschlag. Vollauszug

MULTIFUNCTION Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary

MULTIFUNCIÓN Consultas externas, diagnóstico, UCI, vendajes, extracciones, sector dental, veterinaria

MULTIFONCTION Consultations externes, examen, USI, pansements, prise de sang, secteur dentaire, vétérinaire

VIELZWECKWAGEN Ambulante Abteilungen, Diagnose, Intensivstation, Verbände, Extraktionen, Zahnsektor, Veterinärmedizin



3 GLOVES BOX HOLDER (Optional)
SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES
(Optional)



46

BIN (Optional)
CUBO (Opcional)



50 - 13 LITRES LITROS
51 - 26 LITRES LITROS

Q092 W.(6)CP
SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

SQS CE

~~ISO~~ 480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS



Q025 W
SQ022 W.32R



Q026 W
SQ021 W.26M(R75QM)

Without keyboard drawer
Sin cajón para teclado



Q054 B
SQ061 B.32R



Q055 W
SQ065 W.32R



Q063 W
SQ061 W.32L.33R.50



Q064 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50



Q072 B
SQ061 B.30.32L



Q073 B
SQ061 B.26LW(R2Q).30.32L



Q078 B
SQ061 B.26(R2Q.R1Q).30.46

MULTIFUNCTION Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary

MULTIFUNCIÓN Consultas externas, diagnóstico, UCI, vendajes, extracciones, sector dental, veterinaria

MULTIFONCTION Consultations externes, examen, USI, pansements, prise de sang, secteur dentaire, vétérinaire

VIELZWECKWAGEN Ambulante Abteilungen, Diagnose, Intensivstation, Verbände, Extraktionen, Zahnsektor, Veterinärmedizin

COMPUTER MEDICAL TROLLEY

CARRO MÉDICO PARA ORDENADOR



**VESA MONITOR SUPPORT
SOPORTE PARA MONITOR VESA**



26M(R75M)

3 Positions, adjustable
3 Posiciones, regulable

**KEYBOARD DRAWER
CAJÓN PARA TECLADO**



TX

3180 Y
362M6TX Y.26M(R75M)

300 CE

ISO 640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS



3102 B
322 B.32R



3170 Y
321TX Y.26M(R75M)



3174 G
332TX G.26M(R75M)



3129 W
365 W.32R



3131 W
365 W.30.32L



3135 F
365 F.26LW(R2).32R



3137 B
365 B.26LW(R1).32R.50



3140 F
365 F.26LW(R1).30.46.50



3141 G
365 G.26(RA5.R1).32R

ANAESTHESIA Emergency room, operating room, reanimation area

ANESTESIA Servicio de urgencias, quirófano, URPA

ANESTHÉSIE Urgences, bloc opératoire, SSPI

MARKOSE Notfalldienst, Operationssaal, Aufwachraum



CENTRAL SHELF
ESTANTE CENTRAL



R2

For medication labels,
syringe identification

Para etiquetas de medicación,
identificación de jeringuillas

3684 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

300 CE

ISO 640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS



3607 G
365 G.26(RA4.A5).32R



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L



3680 Y
365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L



3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L



3695 W
362M6TX W.26M(R75M).30.(2)32L

MULTIFUNCTION

MULTIFUNCIÓN

MULTIFONCTION

VIELZWECKWAGEN

ANAESTHESIA

ANESTESIA

ANESTHÉSIE

NARKOSE

CENTRAL SHELF
ESTANTE CENTRAL



R2N

For medication labels,
syringe identification

Para etiquetas de medicación,
identificación de jeringuillas



3956 G
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

300 CE

ISO 900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS



3826 B
N365 B.26LW(R2N).32NR



3800 G
N322 G.26LW(R1N)



3818 F
N365 F. 26LW(R1N)



3830 Y
N365 Y.26(R2N.R1N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR



3928 F
N365 F.26(RA4N.A5)



3934 B
N365 B.26(RA4N.A5).(2)32NR.33L



3942 W
N365 W.26(RA5N.A5.R1N)

TREATMENT Hospitalization units

CURAS Unidades de hospitalización

SOINS Unités d'hospitalisation

BEHANDLUNG Stationäre Abteilungen

LAPTOP BASE
BASE ORDENADOR PORTÁTIL



27

KEY LOCKING (optional)
BLOQUEO DE LLAVE (opcional)



10

CODE LOCKING (optional)
BLOQUEO DE CÓDIGO (opcional)



10COD

Q108 W.(6)CO
SQ161 W.27.32R.46.50.(6)CO



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD



Q605 W
SQ022 W.AST.32R.50
Wheels Ruedas Ø 100 mm



Q106 W
SQ161 W.32R.46.50



Q112 W
SQ161 W.32R.46.48L.50



Q186 W
SQ161 W.26M(R75QM).32R.50
Without keyboard drawer
Sin cajón para teclado



Q128 B
SQ161 B.26LW(R2Q).32L.33R.50



Q136 B
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50



Q142 B
SQ161 B.30.32L.46.50



Q150 B
SQ161 B.26LW(R1Q).30.46.50



Q158 W
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).
30.33L.46.50

TREATMENT Hospitalization units

CURAS Unidades de hospitalización

SOINS Unités d'hospitalisation

BEHANDLUNG Stationäre Abteilungen

LAPTOP BASE
BASE ORDENADOR PORTÁTIL



27EV

25 LITRES PEDAL BIN (optional)
CUBO PEDAL 25 LITROS (opcional)



57



1654 F
165 F.26LW(R1).27EV.30.46.51

100 CE

ISO 640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD



1606 B
165 B.32R.46.50



1650 W
165 W.26LW(R1).30.46.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1625 B
165 B.32L.33R.46.50



1636 G
165 G.26LW(R1).33R.46.50



1638 F
165 F.26(RA4.A5.R1).33R.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50



1674 W
165 W.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L.50



1690 W
162M6TX W.26M(R75M).
32R.46.50

600

HOSPITAL PHARMACY

FARMACIA HOSPITALARIA

PHARMACIE HOSPITALIÈRE

KRANKENHAUSAPOTHEKE

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

100 CE ISO 640 x 480 mm

UNIT DOSE MEDICATION Hospitalization units

MEDICACIÓN UNIDOSIS Unidades de hospitalización

MÉDICAMENTS UNIDOSE Unités d'hospitalisation


MEDIKATION EINZELDOSIS Stationäre Abteilungen

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD



MEDICATION CONTAINER
CONTENEDOR DE MEDICACIÓN



100 CE

ISO 640 x 480 mm

HANGER SUPPORT
(Optional)
SOPORTE COLGADOR
(Opcional)

ELEVATED HANGER
SUPPORT (Optional)
SOPORTE COLGADOR
ELEVADO (Opcional)



58



41



1808 W
108M6 W.32R.46.50



1813 Y
112M6 Y.27.32R.46.50



1822 F
112M6 F.26LW(R1).30.46.50



1828 W
110M6TX W.26M(R75M).32R.46.50



1838 G
116M6 G.26(RA4.A5.R1).
32R.46.50



1894 B
114M6 B.32R.46.50



1895 B
114M6 B.26(RA4.A5).32R.46.50



1896 B
114M6 B.26(RA4.A5).
27EV.32R.46.50

SQM **CE** ~~ISO~~ 480 x 480 mm

100 **CE** ISO 640 x 480 mm

EMERGENCY Small clinics, medical centers

EMERGENCIA Pequeñas clínicas, centros de salud

URGENCE Petites cliniques, centres de soins

NOTFALL Kleine Kliniken, Gesundheitszentren

EMERGENCY Hospitalization units

EMERGENCIA Unidades de hospitalización

URGENCE Unités d'hospitalisation

NOTFALL Stationäre Abteilungen

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD



SUCTION PUMP SUPPORT
(Optional)
SOPORTE BOMBA DE ASPIRACIÓN
(Opcional)



39R

1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

SQM CE
100 CE

~~ISO~~ 480 x 480 mm
ISO 640 x 480 mm



Q222 R
SQ161 R.12.14.36.40



Q250 R
SQ161 R.12.14.30.34.36.40



Q260 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40



1272 B
165 B.12.14.34.36.40



1280 R
165 R.12.14.30.34.36.40



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1210 R
162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).
28EV.32R.34.36.40

700

ISO 640 x 480 mm

STORAGE FURNITURE

MOBILIARIO DE ALMACÉN

MOBILIER DE STOCKAGE

EINLAGERUNGSMÖBEL

STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS

CATHETERS ISO SHELF
BANDEJA ISO PARA CATÉTERES



60CAT



706 DN.60CAT



771 F.60

700

ISO 640 x 480 mm

SET OF RETENTION STOPS (optional)
 JUEGO TOPES DE RETENCIÓN (opcional)



TR



706 DN.(3)60



706 OP.(8)72.73



706 DB.(3)60.(2)72.73



706 DB.(2)60.(4)72.73



706 DB.(6)72.(2)73



772 G.60



752 W



752 W.10M11

1610




600

ISO 640 x 480 mm

TRANSPORT TROLLEYS
CARROS DE TRANSPORTE
CHARIOTS DE TRANSPORT
TRANSPORTWAGEN



2 DUAL LOCK WHEELS, Ø 125 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO, Ø 125 mm

-  Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción
-  Swivel wheel
Rueda giratoria
-  Locked wheel
Rueda bloqueada

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD



606 DN.(8)TR.(6)72.(2)73



632 DB.(2)60

600

ISO 640 x 480 mm

SET OF RETENTION STOPS (Optional)
 JUEGO TOPES DE RETENCIÓN (Opcional)



TR



606 DN.(3)60



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60.(2)72.73



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



631 DB.(2)60



651 DN



652 DN

1655



All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow 93/42/EEC normative

Todos los artículos con la marca CE se consideran producto sanitario de clase I y siguen la normativa 93/42/CEE



Designed and manufactured in Spain

Diseñado y fabricado en España



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/B nave 9
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu



2020