

Konepestävä ScanAfia X ICU W -sairaalasänky

Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön suomalaisessa sairaalaympäristössä, ja sitä on saatavana sekä 80 että 90 cm leveänä. Elektrolyttisesti kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu runko-rakenne on suunniteltu poikkeuksellisen pitkäikäiseen käyttöön huomioiden koneellisen pesun aiheuttaman rasituksen (optio). Elektrolyttinen kiillotus tasoittaa pinnan mikroskooppisen pienet epätasaisuudet, mikä edesauttaa lian irtoamista ja sängyn puhdistettavuutta. Samalla se parantaa teräksen korroosionkestävyyttä ja pidentää siten konepestävän sängyn elinkaarta. Esimerkiksi leikkaustarvikkeet ovat yleensä elektrolyttisesti kiillotettuja. Vakiokokoonpanossa X ICU W on maalatulla rungolla, jossa kaiteet ja päädyt ovat kiillotettuja.

ScanAfia X ICU W -sairaalasänky täyttää sänkystandardin EN 60601-2-52 vaatimukset myös konepestävyyden osalta ja siinä on huomioitu AK-BWAN antamat suositukset konepestäville laitteille sekä soveltuvuus standardin ISO 15883 mukaisille pesu- ja desinfiointilaitteille. Konepestävän ScanAfia X ICU W -sängyn voit hankkia myös palveluna, jolloin Lojer vastaa jatkuvasti sen käytettävyydestä.



Tekniset tiedot

- **Kokonaisleveys kaiteilla:** 90 tai 100 cm
- **Kokonaispituus:** 216 cm
- **Korkeuden säätöalue:** 34 cm - 84 cm
- **Suosittelava patjakoko:** 205 x 78/88 x 13 cm
- **Kokonaispaino (ilman kaiteita):** 108 kg (80 cm leveys), 110 kg (90 cm leveys)
- **Pyörät:** Ø150 mm kaksoispyörät ja suuntapyörä | antistaattiset EC (termoplastinen kumi jolla parempi vesikestävyys)
- **Kuormitettavuus (SWL):** 340 kg
- **Sähköjärjestelmä:** 24 V, Sähkökomponenttien suojausluokka IPX6
- **Akku:** litium 2.25Ah (noin 2000 latauskertaa)
- **Sähköinen Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:** 21° (12°) / 18°
- **Selkäosan säätö:** 70°
- **CE-merkintä:** Kyllä
- **Valmistusmaa:** Suomi

| Ominaisuudet | ScanAfia X ICU |
|--|----------------|
| Suurin kuormitettavuus (SWL) 340 kg | x |
| Sähköinen Trendelenburg 21° (12°), Anti-Trendelenburg 18° | x |
| Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä | x |
| Makuutason pystysuora nostoliike vähentää tilantarvetta | x |
| Irrotettavat päädyt, vakiovärit valkoinen, sininen ja vihreä | x |
| Maalattu runko, kaiteet ja päädyt ovat kiillotettuja | x |
| Hoitajaohjauspaneeli | x |
| Akkuvarustus | x |
| Selkäosan liukumekanismi | x |
| Sähköinen CPR-toiminta, mekaaninen CPR selkäosassa | x |
| Leposidekiinnitysvalmuis | x |
| Törmäyspyörät | x |
| Sänkyyn integroitu makuutasonjatko 20 cm | x |
| Integroitu paikka 2:lle kohottautumistelineelle ja 2:lle nesteenantotelineelle | x |
| Turvallinen 24V sähköjärjestelmä. Sähköosat korkealaatuisesti suojamaadoitettuja ja roiskevesitiiviitä | x |
| Makuutaso hengittävää hygieenista abs-muovia | x |
| Kotimainen Avainlippu -tuote | x |
| Lisävarusteet | |
| Elektrolyyttisesti kiillotettu runko, ruostumaton teräs (AISI 304) | o |
| Nesteeantoteline jalkopäätyyn | o |
| 5. pyörä helpottamaan liikuttelua | o |
| Kohoteline (Koneellisen pesun soveltuva) | o |
| Nesteeantoteline (Koneellisen pesun soveltuva) | o |
| Korotetut kaiteet (Koneellisen pesun soveltuva) | o |
| Virtsapussiteline (Koneellisen pesun soveltuva) | o |
| Nousutuki | o |
| Ruokailutaso | o |
| Taittuva pääty | o |
| Korotettu pääty | o |

Merkkien selitys: x = vakiovaruste, o = lisävaruste, - = ei saatavana

Oikeudet muutoksiin pidätetään



© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com.

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.