

ScanAfia XL vårdsäng

Kvalitetessäng för tungabrukare



De viktigaste funktionerna:

1. Madrassbredd 120 cm för ökad komfort och säkerhet
2. Maximal belastning (SWL) på 285 kg möjliggör vård av större patienter
3. Stort höjjusteringsintervall är bekvämt för både patient och vårdgivare

ScanAfia XL vårdsäng i specialstorlek har utformats med större och tyngre patienter i åtanke. Sängen är särskilt lämplig för vårdhem där den genomsnittliga storleken på patienterna har ökat. Sängen är 120 cm bred och klarar patienter på upp till 250 kg. ScanAfia vårdsäng kan kombineras med Lojers utbud av bord och stolar till en enhetlig inredning utan att det innebär några kompromisser med funktionaliteten. Sänggavlarna av massiv vit ek ger sängen längre livslängd än standardsängar. Den högkvalitativa epoxibeläggningen bidrar också till sängarnas långa livslängd – Lojer är den enda tillverkaren som blåstrar stålkomponenter före målning.

Sängen har ett säkert elsystem med 24 V lågspänning, och elmotorerna och styrenheterna är stänkskyddade. Som tillval kan sängen utrustas med en separat sköterskepanel så att styrningen av sängfunktionerna vid behov kan begränsas till enbart sköterskepanelen. Sängens utformning bygger på den nya standarden 60601-1-52 för sjukvårdssängar och sortimentet har testats i ett oberoende laboratorium.

De stora dubbelhjulen gör sängen lättmanövrerad men ändå mycket stabil när den är låst.


LOJER® For easy care

Teknisk specification

Totalbredd: inkl. grindar	130 cm
Totallängd	217 cm
Gavlar	massiva gavlar, vit ek
Grindar	låsbara grindar med 2 st låsknappar
Liggytan	liggytans skivor i IKI-högtryckslaminat
Ståldelar	sandblästrade före epoximålningen
Höjdjustering	34 - 82 cm (Ø150 mm dubbelhjul) 32 - 80 cm (Ø125 mm dubbelhjul; tillbehör)
Rekommenderad madrassstorlek	205 x 118 x 13 cm
Totalvikt (inkl grindar)	145 kg
Hjul diameter	Ø150 mm (Ø125 mm tillbehör) dubbelhjul med centrallåsning och riktningshjul
Säker arbetsbelastning (SWL)	285 kg
Elsystem	24 V, de elektriska delarna är stänkskyddade
Justering av ryggdel	70°
Justering av vaddel	11°
Justering av lårdel	30°
Antitrendelenburg	20°
CE -märkning	Ja
Handkontroll	Ja
Garanti	garanti 2 år
Tillverkningsland	Finland

Övriga tillbehör:

- lyftbåge
- uppresningsstöd
- droppställning, snabbjustering med bara en hand
- läslampa
- högre sidogrindar
- vadderat grindskydd
- hållare för urinpåse
- avisarhjul (fabriksinställda tillbehör)
- låspanel (hindrar patienten från att använda funktionerna)
- hållare för handkontroll



LOJER® For easy care